



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE DE INHALOTERAPIA

1. ALCANCE.

Inicia al recolectar material reutilizable, llevarlo al área de terapia respiratoria y procesarlo, termina con el almacenamiento del mismo dentro del área.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Material
 - o ANTIBENZIL Jabón para uso pre quirúrgico líquido y neutro (pH 7).
 - o STERILEX (GLUTARALDEHIDO) potencializado al 10.5%
 - o Agua bidestilada.
 - o Mesas de trabajo
 - o Contenedores para la preparación de soluciones.
 - o Isipós
 - o Gasas
 - o Guante crudo
 - o Sabana
 - o Bolsa transparente
- Equipo

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Informa a terapia respiratoria sobre el termino de tratamiento o egreso del paciente. "IT-JE-45 Desmontaje y sanitización de material y equipo" .
5.2	Terapia respiratoria	Atiende notificación de fin de tratamiento, alta, o retiro de equipo correspondiente al servicio de terapia respiratoria. Equipo de reúso... ventiladores y altos flujos: -válvulas de exhalación



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE DE INHALOTERAPIA

		-membranas de exhalación -cable sensor de temperatura fisher y paykel, 900mr869. -calentador de cable fisher y paykel 900mr805. Otros: -Toma de oxígeno -Borboteadores -Ohio nebulizador térmico.
5.3	Terapia respiratoria	Corroborar con enfermería y área médica, el término de tratamiento. "PR-JE-02 MISP.2 Comunicación efectiva" . Cuando se descarta el oxígeno en pacientes que lo requirieron, pero continuarán hospitalizados, se esperarán 24 horas posterior al retiro del dispositivo utilizado para retirar la toma de oxígeno y el humidificador o en su caso el ventilador o alto flujo de la unidad del paciente.
5.4	Terapia respiratoria	Realiza lavado de manos según "IT-UV-01 Lavado de manos con agua y jabón" y se presenta en habitación, en caso de haber paciente aún, explica procedimiento, y realiza el retiro del equipo. "PR-JE-05 Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria" .
5.5	Terapia respiratoria	Traslada el material recolectado en bolsas de plástico transparente hasta su área de trabajo para realizar el lavado y desinfección. "NOM-045-SSA2-2005" Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales". *Equipo usado en pacientes infecto- contagioso (tuberculosis, VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sars-Covid 19) se desecha al término de su uso, directamente en RPBI de cada área clínica.
5.6	Terapia respiratoria	Se coloca el equipo de protección (bata, guantes, goggles, cubre bocas) durante el desarmado y lavado del material reutilizable.
5.7	Terapia respiratoria	Retira previa colocación de guantes (en el área de lavado y desinfección) el equipo de la bolsa de



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE DE INHALOTERAPIA

		plástico, lo desarma y revisa su integridad, si está en condiciones adecuadas lo sumerge en preparado con antibenzil por 40 min.
5.8	Terapia respiratoria	Transcurrido el tiempo se coloca guantes limpios y retirara el material del antibenzil, realiza un lavado con agua corriente, revisa que no queden residuos de ningún tipo en el equipo.
5.9	Terapia respiratoria	Sumerge el equipo en la solución antiséptica sterilex previamente preparada, aproximadamente 30 minutos, con el fin de eliminar hongos, bacterias y virus.
5.10	Terapia respiratoria	Transcurrido el tiempo, procede con el retiro del material utilizando guantes limpios.
5.11	Terapia respiratoria	Realiza enjuague con agua bidestilada, asegurándose de no dejar residuos.
5.12	Terapia respiratoria	Coloca el material en la mesa de trabajo sobre la sabana para su escurrimiento y secado.
5.13	Terapia respiratoria	Una vez escurrido, revisa que esté completamente seco, en caso de tener residuo de agua, se limpiara con una gasa.
5.14	Terapia respiratoria	El material y equipo que requiera esterilización por el servicio de ceye se entregara después de ser sanitizado y desinfectado.
5.15	Terapia respiratoria	Realiza el empaquetado y rotula con fecha y nombre de la persona que realizo la sanitización y desinfección del equipo que no se envía a ceye. (toma de oxígeno y borboteadores)
5.16	Terapia respiratoria	Almacena en el espacio designado.



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE DE INHALOTERAPIA

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Equipo inseguro por proceso de lavado, desinfección y almacenamiento incorrecto	a. Apego a la secuencia de actividades de lavado y desinfección. b. Embalaje y almacenamiento acorde al equipo.
b. Equipo averiado por manejo inadecuado	c. Limpieza y desinfección acorde al equipo a tratar. d. No reutilizar equipo de un solo uso.
c. Comunicación inadecuada entre personal de enfermería y terapia respiratoria.	e. Notificación oportuna de enfermería a terapia respiratoria para el retiro de equipos.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
NOM-045-SSA2-2005 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.	No Aplica
Higiene de Manos con agua y jabón	IT-UV-01
MISP.2 Comunicación Efectiva	PR-JE-02
Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria.	PR-JE-05



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL REUTILIZABLE DE INHALOTERAPIA

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General

