

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMAS

Código:

IT-IN-03

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

17 JUN 2024

Fecha de revisión:

17 JUN 2026

1. ALCANCE

Esta actividad inicia una vez que el personal de intendencia verifica que la cama se encuentra libre y de ropa sucia y finaliza le cuando se ha limpiado y desinfectado en su totalidad.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Carrito de limpieza
- Material de limpieza exclusivo para cama y colchón (anexo 1)
- Desinfectante

DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Auxiliar de Intendencia	Acerca el carrito de limpieza con el material e insumos necesarios para realizar la limpieza de la cama y colchón. Para realizar esta actividad, se deberá utilizar el material correspondiente. Ver anexo 2.
2		Preparar una dilución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5 % en el contenedor correspondiente. Ver anexo 1.
3		Con técnicas seguras, moverá y recargará el colchón sobre los barandales de la cama para proceder a limpiarla.
4		Se inicia limpiando todas las superficies de la cama de manera minuciosa con el trapo humedecido con desinfectante en el siguiente orden: 1. Cabecera cama 2. Base superior e inferior de la cama. 3. Motores de elevación y articulación. 4. Piecera. 5. Ruedas 6. Barandales.
5		Limpiar el colchón de un extremo pasando el trapo humedecido con solución desinfectante por todo el espacio sin omitir nada y repetir con el extremo opuesto.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMAS

Código:

IT-IN-03

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

17 JUN 2024

Fecha de revisión:

17 JUN 2026

6	Eliminar los excesos de agua pasando una vez más el trapo por ambos lados.
7	En caso de que el colchón sea de esponja y se le pueda retirar el forro, deberá retirarlo y lavarlo en la lavandería.

3. GESTION DE RIESGOS

3.1 Ponderación de riesgos

- a) Proliferación de bacterias por la limpieza inadecuada de cama y cochón.
- b) Falta de insumos de limpieza.

3.2 Barreras de seguridad

- a) Capacitación, verificación y supervisión continua de limpieza por personal correspondiente.
- b) Supervisión de abasto en las distintas áreas y en stock.

4. ANEXOS

4.1 Documentos de referencia

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO

4.2 Clasificación de material de limpieza

Material	Color	Uso
Cubeta, Guantes y franela	Rojo	Exclusivo para baños y Sépticos.
Cubeta, Guantes y franela	Amarillo	Mesa puente y paredes. Área de contacto con el paciente: Tomas de oxígeno, recetario y tripe.
Cubeta, Guantes y franela	Verde	Exclusivo para Cama y Colchón.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMAS

Código:

IT-IN-03

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

17 JUN 2024

Fecha de revisión:

17 JUN 2026

Cubeta, Guantes y franela	Azul	Limpieza de: • Muebles de madera • Electrodomésticos • Objetos religiosos • Puerta y ventana
---------------------------	------	---

4.3 Diluciones de desinfectante

Cantidades para preparar 1 litro de desinfectante

Concentración	Cantidad de hipoclorito de sodio al 13 %	Cantidad de Agua
0.1 %	8 mililitros	933 mililitros
0.5 %	38 mililitros	962 mililitros
1.0 %	77 mililitros	923 mililitros

Concentración	Cantidad de hipoclorito de sodio al 6 %	Cantidad de Agua
0.1 %	17 mililitros	983 mililitros
0.5 %	83 mililitros	917 mililitros
1.0 %	167 mililitros	833 mililitros

5. CONTROL DE CAMBIOS

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMAS

Código:

IT-IN-03

Versión vigente:

02

Fecha de emisión:

17 JUN 2024

Fecha de revisión:

17 JUN 2026

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	14/02/2022	Alta de documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate
02	17/06/2024	Modificación de documento	I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín	Mtra. Ana Cecilia Zarate

6. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
I.A. Alizbeydi Vázquez Serafín	Enf. Claudia Filiberta Rivera Ortega	Lic. María Elena Martínez Alvarado
JEFATURA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	JEFATURA DE INTENDENCIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

HOSPITAL
SANTA
MARGARITA