



PROCESO DE TRABAJO PARA DISTRIBUCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LAS TOMAS DE OXÍGENO Y HUMIDIFICADORES.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-09	02	22 ABR 2024	22 ABR 2026

1. OBJETIVO

Fijar las pautas necesarias para la distribución, control y manejo de las tomas de oxígeno y humidificadores en los servicios de hospitalización del Hospital Santa Margarita, con el fin de mejorar y satisfacer las necesidades de oxigenoterapia del usuario.

2. ALCANCE

El presente documento aplica en las áreas del Hospital Santa Margarita en donde se requiera oxígeno suplementario con toma y humidificador, con responsabilidad directa del personal de Enfermería e Inhaloterapia.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 **Actualización:** Jefatura de Enfermería

3.2 **Ejecución:** Personal de Enfermería, Personal de Inhaloterapia

3.3 **Supervisión:** Dirección Médica

4. DESARROLLO DE PROCESO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
INGRESO DEL USUARIO: A área de hospitalización adulto y pediátrica (Planta Baja, Planta Alta, Ginecología, Pediatría, Juan Pablo II) Terapia intensiva, Terapia intermedia, Hemodiálisis y Rayos x		
1	Médico Tratante	Indica por escrito en la hoja de indicaciones médicas el servicio necesario de Terapia Respiratoria.
2	Personal de Enfermería	Comunica al departamento de Inhaloterapia, mencionando nombre del paciente, fecha de nacimiento, ID, y sexo, así como número de habitación, servicio en el que se encuentra y dispositivo que necesitara para su tratamiento.
3	Personal de Inhaloterapia	Toma la llamada o boceo con radio, confirma la información brindada repitiendo con la enfermera la información que se le está brindando. PR-JE-02 MISP 2. Comunicación efectiva
4		Acude al servicio solicitante, revisa y corrobora las indicaciones médicas.
5		Acude a la habitación con toma de oxígeno y humidificador.

PROCESO DE TRABAJO PARA DISTRIBUCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LAS TOMAS DE OXIGENO Y HUMIDIFICADORES.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-09	02	22 ABR 2024	22 ABR 2026

6	Personal de Inhaloterapia	Explica al paciente y familiares el procedimiento que se va a seguir.
7		Se coloca Cubrebocas, se realiza lavado de manos IT-UV-01 Higiene de manos o IT-UV-04 Higiene de manos con gel alcoholado.
8		Verifica la funcionalidad de la toma de oxígeno y la instala.
9		Prepara el humidificador con agua de irrigación hasta la línea indicada, colocando fecha y hora en el mismo con tinta acorde al turno iniciado.
10		Coloca al usuario el dispositivo indicado, Puntas Nasales, Mascarilla Simple, Mascarilla Reservorio.
11		Gira la perilla del flujometro para establecer la cantidad litros/minuto indicado por el médico tratante.
12		Coloca al usuario en posición adecuada, de manera que el usuario se encuentre confortable.
13		Realiza lavado de manos IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón. PR-JE-05 Reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención sanitaria. NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
14		Anota la fecha y la hora del servicio otorgado, en el formato adecuado.
RETIRO DE OXIGENO SUPLEMENTARIO: En área de hospitalización adulto y pediátrica (Planta Baja, Planta Alta, Ginecología, Pediatría, Juan Pablo II) Terapia intensiva, Terapia intermedia, Hemodiálisis y Rayos x		
15	Médico Tratante	Indica por escrito en la hoja de indicaciones médicas el cese del servicio de oxígeno suplementario.
16	Personal de Enfermería	Habla al servicio de Inhaloterapia para dar por concluido el tratamiento médico de oxígeno suplementario.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-09	02	22 ABR 2024	22 ABR 2026

17	Personal de Inhaloterapia	Toma la llamada y verifica los datos del usuario en su registro de censo diario.
18		Acude al servicio, corrobora con las indicaciones médicas la información recabada.
19		Realiza IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón o IT-UV-04 Higiene de manos con gel alcoholado.
20		Ingresa a la habitación del usuario, retira toma de oxígeno y humidificador.
		Realiza lavado de manos IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón. PR-JE-05 Reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención sanitaria. NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
21		Se despide del usuario, sale de la habitación, acude a su servicio e inicia el proceso de desinfección del material.
22		Guarda la toma de oxígeno en lugar determinado y lleva el humidificador al proceso de sanitización que se realiza en el servicio IT-JE-43 Sanitización y desinfección de equipos reusables.

5. GESTION DE RIESGOS

5.1 PONDERACIÓN DE RIESGO


- Omisión en la indicación de realizar un procedimiento de Inhaloterapia por parte del equipo multidisciplinario.
- Disfuncionalidad de cualquier equipo de apoyo ventilatorio (tomas de oxígeno, humidificadores) que se requiera.
- Falta de seguridad en el proceso de esterilización del equipo de Inhaloterapia. (Tomas de oxígeno, humidificadores)

5.2 BARRERAS DE SEGURIDAD

- Aplicación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente.
- Mantenimiento oportuno y reporte de cualquier disfuncionalidad del equipo de Inhaloterapia.
- Asegurar la realización del proceso de esterilización para lograr la desinfección de equipo de Inhaloterapia realizando evaluaciones por parte del servicio de epidemiología.

6. ANEXOS

6.1 Diagrama de Flujo



7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
NORMA Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.	
MISP 2 Comunicación efectiva	PR-JE-02
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Higiene de manos con gel alcoholado	IT-UV-04



PROCESO DE TRABAJO PARA DISTRIBUCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LAS TOMAS DE OXIGENO Y HUMIDIFICADORES.

Código:	Versión vigente:	Fecha de emisión:	Fecha de revisión:
PR-JE-09	02	22 ABR 2024	22 ABR 2026

MISP 5 Reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención sanitaria	PR-JE-05
Sanitización y desinfección de equipos reusables	IT-UV-43

8. CONTROL DE CAMBIOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	REALIZADO POR:	APROBADO POR:
01	07/04/2021	Alta de documento	E.E.I. Felicitas Mariela Vargas Román	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	22/04/2024	Modificación de documento	Mayda Guadalupe Mendoza Garcia	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista

9. AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Mayda Guadalupe Mendoza Garcia	Juan Carlos Vanegas Reyes	Dr. Jose Gonzalo Vazquez Camacho
JEFATURA DE ENSEÑANZA	JEFATURA DE ENFERMERÍA	DIRECCIÓN MÉDICA